

FICHE PRODUIT



Pompe d'alimentation entérale KL-5031N

Référence : SOC-503187

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pompe d'alimentation entérale KL-5031N

Description de la Pompe d'alimentation entérale KL-5031N

Mécanisme de pompage : Ensemble d'alimentation entérale rotatif

Ensemble d'alimentation standard avec tube en silicone,

Ensemble d'alimentation à canal unique, double changement

- Débit 1 à 2 000 ml/h (par incréments de 0,1 ml/h)
- Débit de purge/bolus 100 à 2 000 ml/h (en 0,1 ml /h)
- Débit d'aspiration/rinçage 100-2000 ml/h (par incréments de 0,1 ml/h)
- Précision $\pm 8\%$
- VTBI 0-2000 ML (par incréments de 0,1 ml)
- KTO 1-10 ml/h (par incréments de 0,1 ml/h)
- Occlusion Sensibilité Élevée, moyenne, faible
- Gestion sans fil Journal d'historique en option
- Alimentation, CA 100 -240 V, 50/60 Hz, ≤ 100 VA
- Alimentation du véhicule (ambulance)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Batterie 24 V 12,6 V, rechargeable
- Autonomie de la batterie 5 heures à 25 ml/h
- Température de fonctionnement 5-40°C
- Humidité relative 10-80 %
- Pression atmosphérique 860-1060 hpa
- Taille 126(L)*174(W)*100(H) mm
- Poids 1,5 kg
- Classification de sécurité Classe II, type BF
- Protection contre la pénétration de fluide IP23

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pompes-a-perfusion/17368-pompe-d-alimentation-enterale-kl-5031n.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com