

FICHE PRODUIT

Unité dentaire, Modèle T30

Référence : SOC-11T30

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION:

Unité dentaire, Modèle T30

Description :

L'unité dentaire est un ensemble d'équipements généralement constitué de:

- ☐ un fauteuil inclinable,
- ☐ un bras mobile supportant un plateau, généralement doté d'un porte-instruments avec 2 micromoteurs (équipés de fraises et forets, turbines, pièces à main et contre-angles) et d'une soufflette à air/eau.
- ☐ un scialytique (éclairage médical) fixé sur un deuxième bras mobile.
- ☐ un crachoir placé sur le côté gauche du patient.
- ☐ un système d'aspiration.

Principe de fonctionnement :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

□ Le fauteuil sur lequel prend place le patient peut être réglé de manière à permettre des soins, soit dans l'arcade dentaire supérieure, soit dans l'arcade dentaire inférieure du patient (assise réglable en hauteur, dossier inclinable). Le dentiste ou chirurgien dentiste est assis sur un siège dentaire à roulettes réglable en hauteur et se sert des différents instruments accessibles à portée de main sur le plateau fixé sur le bras mobile. Le scialytique articulé permet d'éclairer la zone de travail.

L'unité de soins dentaires est une station de soins indispensable à tout cabinet dentaire. Elle permet au dentiste d'installer le patient et de lui prodiguer les soins adéquats. Elle comprend principalement un fauteuil dentaire pour l'installation et le positionnement du patient, un porte-instruments auquel sont connectés divers instruments rotatifs, un scialytique pour l'éclairage de la zone de soins, etc...

Spécifications techniques du modele T30:

Lampe de travail LED à capteur (01-05)

Cadre de chaise compensateur

Crachoir céramique rotatif de luxe

Système de contrôle du crachoir automatique et du filtre à gobelets par capteur

Boîtier de commande assistant (13-16) avec 3 tubes et système de commande

Système de contrôle du fauteuil dentaire motorisé avec trois mémoires et un système de verrouillage.

Seringue à 3 voies □eau froide/chaude□2pcs

Éjecteur de salive avec aspiration haute et basse

Chaise à moteur DC dentaire 24V avec deux bras

Plateau d'instruments avec frein à air et 4 tubes

Fauteuil de médecin

Commande au pied avec six fonctions (04-04)

Visionneuse de films X

Réservoir d'eau□build out□ 600ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit



<https://www.socimed.com/fauteuil-dentaire/17369-unite-dentaire-modele-t30.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com