


FICHE PRODUIT

Tubes plastique à vis, 5ml, polystyrène, ionisé

Référence : SOC-TV5PSBS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tubes plastique à vis, 5ml, polystyrène, ionisé

- * Pour usage général de laboratoire;
- * Fond rond;
- * Dimensions (Diam int. x Diam ext. x H.): 11 x 13 x 75mm;
- * Bouchon: vissant;
- * Tube non gradué;

Conditionnement: carton de 4 sacs de 500 tubes bouchés;

Condition minimum de vente: carton de 2000

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-vis/1737-tubes-plastique-a-vis-5ml-polystyrene-ionise.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com