

FICHE PRODUIT



Boîte pour Estomac

Référence : SOC-IBOI024

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION:

Boîte pour Estomac

Composition:

Cupule à Bec, inox, dia. 80 mm, 165 ml, 2 pièces
Boîte inox, 40 x 20 x 9 cm, 1 pièce
Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, courbe, 1 pièce
Ciseaux Metzembaum, courbes, 18 cm, 1 pièce
Ciseaux Metzembaum, courbes, 23 cm, 1 pièce
Ciseaux Mousses, droits, 16 cm, 1 pièce
Manche Bistouri n°4, 1 pièce
Ecarteur Farabeuf, 15 cm x 16 mm, la paire, 1 pièce
Ecarteur Gosset, adulte, 3 valves, 1 pièce
Lame malléable, 33 cm 50 x 25 mm, 1 pièce
Pince Allis, 15 cm, 6 pièces
Pince à Champs Backhaus, 14 cm, 6 pièces
Pince clamp Doyen, intestinal, courbe, 23 cm, 2 pièces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Pince Leriche, courbe, S/G, 15 cm, 6 pièces
Pince Péan Murphy, 18 cm, 1 pièce
Pince Terrier, S/G, 13 cm, 2 pièces
Pince Dissection, A/G, 14 cm, 1 pièce
Pince Dissection, S/G, 14 cm, 1 pièce
Pince en Coeur, 16 cm, 1 pièce
Porte-aiguille Mayo-Hégar, 20 cm, 1 pièce
Pince Bengoléa, courbe, S/G, 24 cm, 2 pièces
Stylet Porte-coton, 14 cm, 1 pièce

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/17375-boite-pour-estomac.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com