

FICHE PRODUIT



Boite chirurgie de base oculaire

Référence : SOC-IBOI415

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION:

Boite chirurgie de base oculaire

Composition:

Boite Inox, 25 x 12 x 6 cm 1 pièce
Blépharostat Pley, 7 cm 1 pièce
Ciseaux Stevens, 10 cm, courbes 1 pièce
Ciseaux Strabisme, 11,5 cm, courbes 1 pièce
Cliveleur Paufigue, 5 mm 1 pièce
Ciseaux De Wecker, à iris, 11 cm 1 pièce
Ciseaux de Castroviejo, à cornée, courbes, mousses, 10 cm 1 pièce
Couteau à Cataracte Graefe 1 pièce
Crochet Graefe à Iris, fin 1 pièce
Curette à Chalazion De Wecker, ovale, 13 cm, petite 2 pièces
Canule à Injection Rycroft, air, coudée, 0,3 mm 1 pièce
Canule de Barraquer, courbe, à olive, à Cyclodialyse 1 pièce
Manche Bistouri n°3 1 pièce

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ecarteur à Enucléation Wells 1 pièce
Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, S/G 2 pièces
Pince à Fixer Elschmig, A/G, oblique 1 pièce
Pince de Barraquer-Worst, 11 cm, à plateau 1 pièce
Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, S/G 1 pièce
Pince Dissection Graefe, fine, à iris, 10 cm, droite, S/G 1 pièce
Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite 2 pièces
Porte-aiguille Castroviejo, mousse, 14 cm, courbe 1 pièce
Releveur de Paupières Desmarres, 10 mm 2 pièces
Couteaux-Sclérotome de Duverger, lame 20 mm 1 pièce
Spatule à Iris De Wecker 1 pièce
Spatule d'Elshnig à Iris, 10 mm 1 pièce
Trépan d'Elliott, dia. 2 mm 1 pièce
Seringue en Verre 3 ml / cc, bout métal centré LUER 2 pièces

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/17376-boite-chirurgie-de-base-oculaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com