

FICHE PRODUIT

Etagère rotative sur rail médical, 300 x 300 mm

Référence : SOC-400202

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Etagère rotative 300 x 300 mm sur rail médical

Étagère sur rail médical utilisée comme espace d'entreposage pour les fournitures et équipements médicaux ordinaires destinés au personnel médical immédiatement à portée de main.

L'étagère est montée sur un rail médical standard.

Dimensions : 300 x 300 mm

Capacité de charge : max. 5 kg

Conception des couleurs : selon le client

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17378-etagere-rotative-sur-rail-medical-300x250-mm-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com