


FICHE PRODUIT



Rail médical, modèle Mural L: 1m

Référence : SOC-505110

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les Rails médicaux modèle mural que nous proposons sont des barres de support fixées au mur pour les paniers et les cintres à perfusion, les étagères et autres accessoires médicaux.

Les rails médicaux universels peuvent être fixés au mur par des attaches spécialisés.

Les caractéristiques des Rails médicaux modèle mural

Design et ergonomie : Dimensions normalisées 25x10 mm

Construction:

- Simple et fonctionnel
- Longue durée de vie
- Acier inoxydable brossé

Dimensions : Longueur 200 - 4000 mm

Hauteur : 98 mm

Capacité de charge : max. 20 kg/m

HS Code: 90189084

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fixations-pour-lampes-d-examen/17379-rail-medical-modele-mural-l-1m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com