

FICHE PRODUIT



Lame de bistouri stérile n°23, pour manche n°4 (paquet de 100)

Référence : SOC-234100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Lame de bistouri stérile n°23, pour manche n°4 (paquet de 100)

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/manche-de-bistouri/17384-lame-de-bistouri-sterile-n-23-pour-manche-n-4-paquet-de-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com