

FICHE PRODUIT

Stérilisateur à vapeur STE-23-D avec imprimante

Référence : SOC- STE23D

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Stérilisateur à vapeur STE-23-D avec imprimante

Description du Stérilisateur à vapeur STE-23-D avec imprimante

L'autoclave à vapeur de table STE-23-D est un autoclave de classe B avec cycles de pré-vide et de post-vide.

Il est conforme à la norme européenne EN 13060 pour les stérilisateurs à vapeur et répondra à vos besoins en matière d'autoclavage de manière rapide, efficace et silencieuse.

La chambre de 23 litres mesure 45 cm de long, ce qui permet d'autoclaver même les articles de forme difficile.

Ce modèle s'est avéré extrêmement fiable au fil des ans et a fait l'objet d'excellents commentaires de la part de nos clients satisfaits.

Spécifications techniques du Stérilisateur à vapeur STE-23-D avec imprimante

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Autoclave de table entièrement automatique contrôlé par microprocesseur avec cycles de stérilisation préprogrammés.
- Chambre et porte en acier inoxydable, avec finition électro-polie.
- Système de contrôle de haute précision pour des résultats de stérilisation parfaits.
- Générateur de vapeur indépendant intégré, fournissant de la vapeur facilement disponible pour des cycles plus rapides.
- Interface conviviale
- Écran LCD - affiche en permanence des informations sur le déroulement du cycle.
- Réservoir d'eau ouvert - facile à remplir et à nettoyer.
- Imprimante intégrée et clé USB pour l'enregistrement des données
- Dimensions de la chambre : Ø247mm x 450mm
- Volume de la chambre : 23L
- Nombre de plateaux : 3
- Dimensions totales : 480mm x 465mm x 690mm
- Poids : 51 kg
- Garantie 2 ans

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poupinel-sterilisateur-chaaleur/17387-sterilisateur-a-vapeur-ste-23-d-avec-imprimante.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com