

FICHE PRODUIT



Concentrateur d'oxygène de 10l, Modèle FORCE

Référence : SOC-081036

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION:

Concentrateur d'oxygène de 10l, Modèle FORCE

Le concentrateur d'oxygène de 10l, Modèle FORCE offre des performances élevées et une fiabilité maximale pour tous les besoins qu'un utilisateur peut avoir à tout moment.

Spécifications techniques

Pureté de l'oxygène (%) : 87-96

Débit d'oxygène (Lit/min) : 0-10

Pression de sortie (bar) : 0.5 ± 0.05

Alimentation électrique (VAC) : 220~50Hz

Puissance (W) : 650

Niveau de bruit dB(A) : ≤ 50

Dimensions (cm) : L : 38,1 W : 34,7 H : 68,9

Poids net (Kg) : 26

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/17393-concentrateur-d-oxygene-de-10l-modele-force.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com