

FICHE PRODUIT

Analyseur d'oxygène UltraMax O2 Maxtec

Référence : SOC-080106

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'**analyseur d'oxygène UltraMax O2 de Maxtec** est un dispositif médical de haute précision destiné à la mesure et au contrôle de la concentration en oxygène dans différents environnements médicaux. Il est particulièrement utilisé pour vérifier les niveaux d'oxygène délivrés par les concentrateurs, les systèmes d'anesthésie ou les dispositifs respiratoires.

Grâce à sa technologie avancée, cet analyseur d'oxygène permet une lecture rapide, fiable et précise, garantissant la sécurité des patients et la conformité des équipements médicaux.

Haute précision de mesure

L'UltraMax O2 offre une mesure précise de la concentration en oxygène, essentielle pour les applications médicales critiques. Il permet de contrôler efficacement les dispositifs d'oxygénothérapie.

Utilisation professionnelle

Cet analyseur est adapté aux hôpitaux, cliniques, services biomédicaux et laboratoires. Il est idéal pour les techniciens et les professionnels de santé nécessitant un contrôle rigoureux de l'oxygène.

Facilité d'utilisation

Compact et ergonomique, l'appareil est simple à utiliser. Son affichage clair permet une lecture

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

rapide des résultats.

Applications

- Contrôle des concentrateurs d'oxygène
- Vérification des systèmes d'anesthésie
- Surveillance des équipements respiratoires
- Usage en laboratoire et biomédical

Avantages clés

- Mesure précise de l'oxygène
- Fiabilité professionnelle
- Utilisation simple et rapide
- Appareil compact et portable
- Idéal pour maintenance et contrôle qualité

Disponible sur SOCIMED, cet analyseur d'oxygène est un outil indispensable pour garantir la qualité et la sécurité des dispositifs médicaux.

Analyseur d'oxygène UltraMax, Modèle O2 MAXTEC

L'analyseur d'oxygène UltraMax est conçu pour contrôler la concentration, la pression et le débit d'oxygène dans un concentrateur d'oxygène. Sa conception avancée lui confère des performances et une fiabilité de haut niveau.

Spécifications techniques

Pureté de l'oxygène (%) : 21-96%.

Mesure du débit (Lt/min) : 0-10

Mesure de la pression (KPa) : 3,4-344 KPa

Mesure de la pression : Unité KPa

Alimentation électrique : 2 piles alcalines AA

Garantie : 2 ans

Découvrez notre large gamme de concentrateur d'oxygène médical

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/17394-analyseur-d-oxygene-ultramax-modele-o2-maxtec.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com