

FICHE PRODUIT



Fil de suture PGLA 1, 75cm rond corsé, 1/2 cercle 48 mm, boîte de 12

Référence : SOC-329121

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

Caractéristiques du Fil de suture PGLA 1, 75cm rond corsé

- Dimensions: 1/2 cercle 48 mm;
- Conditionnement minimum: boîte de 12;
- Unité de vente: 1 boîte.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fils-de-suture/17397-fil-de-suture-pgla-1-75cm-rond-corse-1-2-cercle-48-mm-boite-de-12.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com