

FICHE PRODUIT



Ecarteurs de Carpentier latéral 35x100mm+30x20mm ,l'écartement 250 mm

Référence : SOC-351003

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Écarteurs de Carpentier latéral 35x100mm+30x20mm ,l écartement 250 mm

Écarteurs de Carpentier latéral 35x100mm+30x20mm ,l écartement 250 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecarteurs/17400-ecarteurs-de-carpentier-lateral-35x100mm-30x20mm-l-ecartement-250-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com