

FICHE PRODUIT



Ecarteurs mitraux latéral 35x100mm ,écartement 250 mm

Référence : SOC-351002

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Écarteurs mitraux latéral 35x100mm ,l écartement 250 mm

Écarteurs mitraux latéral 35x100mm ,l écartement 250 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecarteurs/17401-ecarteurs-mitraux-lateral-35x100mm-l-ecartement-250-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com