

FICHE PRODUIT



Lot de plaques de verrouillage et clous pour l'os de l'humérus, le Tibia et le Fémur

Référence : SOC-522A000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

"Lot de plaques Fémur et Tibia

(Plaques de verrouillage de l'os de l'humérus, le Tibia et le Fémur)"

Plaques de verrouillage de type I de palm: 3 trous L

Plaques de verrouillage de type I de palm: 3 trous R

Plaques de verrouillage de type I de palm: 4 trous L

Plaques de verrouillage de type I de palm: 4 trous R

Plaques de verrouillage de type I de palm: 5 trous L

Plaques de verrouillage de type I de palm: 5 trous R

Plaques de verrouillage de type I de palm: 6 trous L

Plaques de verrouillage de type I de palm: 6 trous R

Plaques de verrouillage de type II de palm: 3 trous L

Plaques de verrouillage de type II de palm: 3 trous R

Plaques de verrouillage de type II de palm: 4 trous L

Plaques de verrouillage de type II de palm: 4 trous R

Plaques de verrouillage de type II de palm: 5 trous L

Plaques de verrouillage de type II de palm: 5 trous R

Plaques de verrouillage de type II de palm: 6 trous L

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Plaques de verrouillage de type II de palm: 6 trous R

Set de Clous intramédullairefémoral

Proximal distal longueur : 320mm

Proximal distal longueur : 360mm

Proximal distal longueur : 400mm

Proximal distal longueur : 440mm

Proximal distal longueur : 460mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/17402-lot-de-plaques-de-verouillage-et-clous-pour-l-os-de-l-humerus-le-tibia-et-le-femur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com