

FICHE PRODUIT



CUPULES INOX DIA. 33 cm, 6 L

Référence : SOC-336000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CUPULES INOX DIA. 33 cm, 6 L

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/17410-cupules-inox-dia-33-cm-6-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com