

FICHE PRODUIT



Pince DUVAL à crémaillère triangulaire 14mm / 20cm

Référence : SOC-321229

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pince DUVAL à crémaillère triangulaire 14mm / 20cm, en acier inoxydable

Pince DUVAL à crémaillère triangulaire 14mm / 20cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces/17417-pince-duval-a-cremaillere-triangulaire-14mm-20cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com