


FICHE PRODUIT

Ecarteur Harrington 23x45 mm, 29.5 cm, en acier inoxydable

Référence : SOC-2345295

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Écarteur Harrington 23x45 mm, 29.5 cm, en acier inoxydable

Écarteur Harrington 23x45 mm, 29.5 cm, en acier inoxydable

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecarteurs/17429-ecarteur-harrington-23x45-mm-29-5-cm-en-acier-inoxydable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com