

FICHE PRODUIT



Ecarteur US Army / Parker Langenbeck, 21 cm, la paire

Référence : SOC-505590

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ecarteur US Army / Parker Langenbeck, 21 cm, la paire

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecarteurs/17438-ecarteur-us-army-parker-langenbeck-21-cm-la-paire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com