

FICHE PRODUIT



Cagoule à oxygène pour nourrissons YZ-200

Référence : SOC-200858

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Cagoule à oxygène pour nourrissons YZ-200

Description du Cagoule à oxygène pour nourrissons YZ-200

- Matériau en verre acrylique très transparent, la proportion d'air et d'oxygène peut être ajustée.
- Matériau PC avec un beau design, résistant à la pression, haute résistance

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/coagulometres-coagulation/17448-cagoule-a-oxygene-pour-nourrissons-yz-200.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com