

FICHE PRODUIT



Fil de suture Nylon 0, Rond corsée 1/2, cercle 40mm

Référence : SOC-042024

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) est très lisse et permet l'obtention de bons noeuds.

Le fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) est de couleur noir, ce qui facilite son identification pendant et après l'intervention.

Réaction avec l'organisme : Le fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) est inerte comme l'inox.

Il maintient indéfiniment sa tension.

Le fil de suture en monofilament de polyamide ne doit pas être utilisé en cas d'infections.

Caractéristiques du Fil de suture Nylon 0, 75cm Rond corsé 1/2, cercle 40mm;

- Longueur: 75 cm
- Aiguille: ronde 1/2, cercle 40mm.
- Boite de 12 fils, 50 boîtes par carton;
- Unité de vente : 1 Boite.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-resorbable/17451-fil-de-suture-nylon-0-rond-corsee-1-2-cercle-40mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com