

FICHE PRODUIT



RELEVEUR DE PAUPIERES DESMARRES 14 MM

Référence : SOC-470214

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Releveur de paupières DESMARRES 14mm, 14cm, en acier inoxydable

Poids : 0.25Kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-d-ophtalmologie/17454-releveur-de-paupieres-desmarres-14-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com