

**FICHE PRODUIT**

## Pince De Bakey clamp pour coarctation 22cm, coudée à 20°

Référence : SOC-195221

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

### Description du produit

Pince De Bakey, clamp pour coarctation, 22cm, coudée à 20°

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instrumets/17455-pince-de-bakey-clamp-pour-coarctation-22cm-coudee-a-21.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 1         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)