

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur basse température -25°, 268L, Modèle MDF-25V268E

Référence : SOC-342586

Description du produit

- DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES :

- * Porte latérale droite avec poignée pour ouverture facile ; charnière de porte pour empêcher la collision quand porte s'ouvre.
- * Conception verrouillable des roulettes pour un déplacement plus simple.
- * Affichage numérique de LED pour l'observation claire.
- * Alarmes en cas de défaut de fonctionnement, température instable, erreur de capteur
- * Deux types d'indications d'alarme : ronflement audible et lumière clignotante visible

DONNEES TECHNIQUES :

- * **Méthode de refroidissement** : Refroidissement Direct
- * **Dégivrage** : Manuel
- * **Contrôleur de température** : Microprocesseur
- * **Capteur** : NTC

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * **Réfrigérant** : r290
- * **Plage de température (°C)** : -10~-25°C
- * **Poids : NT./GT. (kg)** : 98.5/115
- * **Capacité** : 268 L
- * **taille d'emballage** : lxPxH 760x760x1750 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/17463-refrigerateur-basse-temperature-25-268l-modele-mdf-25v268e.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com