

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de paillasse réfrigérée à basse vitesse , Modèle TDL-5

Référence : SOC-TDL5

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de centrifugeuse : Centrifugeuse réfrigérée

Description du produit

La centrifugeuse réfrigérée de paillasse à basse vitesse TDL-5 est largement utilisée dans les domaines de la radio-immunité, de la biochimie, des produits sanguins, de la protection de l'environnement et d'autres institutions de recherche et de fabrication pour la séparation de particules de densité différente dans la solution.

Caractéristiques de la centrifugeuse réfrigérée TDL-5

Contrôle par micro-ordinateur, chambre centrifuge en acier inoxydable, serrures de sécurité électroniques et protection contre le déséquilibre.

Les paramètres de fonctionnement des instruments tels que la vitesse de rotation, la force centrifuge, le temps et la température peuvent être modifiés en cours de fonctionnement.

Il peut stocker 12 procédures de fonctionnement en usage courant et il existe 19 niveaux d'accélération et de décélération au choix.

Le système de réfrigération utilise des compresseurs importés, des réfrigérants sans CFC, une double boucle de réfrigération/chauffage, qui permettent à la machine de chauffer et de refroidir rapidement et ont un faible bruit ainsi qu'une petite vibration de haute précision.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

La machine fonctionne uniformément, a des performances stables et est sûre et fiable.

Spécifications techniques de la centrifugeuse réfrigérée TDL-5

Vitesse maximale : 5000 tr/min

FCR maximale : 5 200 Xg

Capacité maximale à contenir : 4x250 ml

Précision de la vitesse : ± 10 tr/min

Précision de la température : ± 1 °C

Plage de température : -20 °C ~ 40 °C

Plage de minuterie : 1 ~ 99H59 min/pouce

Bruit : ≤ 60 dB (A)

Alimentation : CA 220 V 50 Hz 15 A.

Dimension : 550x700x420 (LxlxH) mm

Poids : 90 kg

NB:

1-le prix de vente n'inclut pas le rotor

2- Se referer à la pièce jointe pour le choix du rotor qui vous convient

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/17465-centrifugeuse-de-paillasse-refrigeree-a-basse-vitesse-modele-tdl-5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de centrifugeuse	Centrifugeuse réfrigérée

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com