

FICHE PRODUIT

DERMATOME ST-5, KIT COMPLET (80 mm)

Référence : SOC-M10500

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le dermatome est utilisé dans le but d'écorcher les zones de la peau contenant des lésions lors des opérations dermatologiques, en obtenant des greffes cutanées. A cet effet, le médecin peut ajuster l'épaisseur de la zone à retirer, c'est-à-dire la profondeur de pénétration et la largeur de coupe du dermatome.

Le système mécanique du dermatome transmet le mouvement de rotation du moteur électrique alimenté par batterie au mouvement d'oscillation de la lame. La fréquence d'oscillation est ajustée en poussant et en relâchant la gâchette. Des piles spéciales amovibles rendent la stérilisation à la vapeur possible. Mécanisme de changement de lame conçu pour insérer la lame d'un seul côté, évitant ainsi une insertion incorrecte de la lame.

Spécificités du dermatome :

- Autoclavable
- Dimensions : 290 x 105 x 50 mm
- Poids : 1024 g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Vitesse : 16.000 cpm

Composition du kit :

- Pièce à main dermatome - 80 mm
- Boîtier d'alimentation
- Entonnoir stérile autoclavable pour le chargement aseptique de la batterie
- Chargeur pour 1 batterie
- Lame 1 pack (10 pcs) - acier inoxydable - non stérile
- Panier avec fixations en silicone et couvercle 411 x 259 x 114 mm
- Couvercle perforé en acier inoxydable 407 x 256 x 4 mm
- Couvercle perforé - gris - 3/4 de la taille d'un quart - modèle standard plus
- Fond - non perforé - 3/4 de la taille d'un quart - modèle standard
- Filtre papier à usage unique avec indicateur - marqué - (paquet de 100 pcs)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-dermatologiques-medicaux/17467-dermatome-st-5-kit-complet-80-mm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com