

FICHE PRODUIT

INCUBATEUR 30 L MODELE CL011-220

Référence : SOC-CL011220

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

L'**incubateur CYANLab** est approprié pour chauffage et incubation des échantillons et solutions de laboratoire.

L'instrument peut être utilisé pour la culture des cellules et tissu, pour des études biochimique et hématologique, pour des procédures pharmaceutiques et des analyses alimentaires.

L'incubateur de 30 Litres possède une très bonne isolation thermique et une programmation facile.

Points forts:

- Faible consommation électrique
- Température très stable
- Facile à nettoyer
- Alarme visuelle
- Etagères réglables en hauteur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

Général

- Température d'incubation: de la température ambiante jusqu'à 70 °C
- Capacité: 30 L
- Convection naturelle
- Stabilité: +/- 0,3 °C à 37 °C +/- 0,4 °C à 70 °C
- Température régulée par PID
- Dimensions intérieures: 32,5 x 31 x 31,5 cm (L x P x H)
- Dimensions hors tout: 42,5 x 42 x 61 cm (L x P x H)
- Poids: 23 kg • Puissance: 300 W
- Alimentation électrique: 220 V – 50/60 Hz (CL011-220)
- Portes doubles (permettent une vue sur les échantillons à travers d'une porte acrylique)
- Parois double
- Isolation en fibre de verre
- Intérieur en acier inoxydable
- Alarme visuelle
- Protection contre la surchauffe

Accessoires inclus:

- 2 étagères réglables en hauteur

Appareil certifié ISO

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/17468-incubateur-30-l-5-70-c-230v-50hz-modele-cl011-220.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com