

FICHE PRODUIT

Calorimètre C200 avec système d'eau automatisé

Référence : SOC-K10002379

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description

Le **C 200** est un calorimètre de combustion économique et didactique regroupant 4 modes de mesures. La version « Student Mode » est destinée aux écoles, collèges techniques, universités et à la recherche académique pour permettre une compréhension approfondie de chaque étape de la mesure calorifique. La version semi-automatique est adaptée aux industriels ayant une faible cadence analytique.

Applications :

- Agroalimentaire & alimentation animale
- Université & recherche
- Matériaux de construction
- Production d'énergie
- Traitement de déchets

Spécifications techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

PLAGE DE MESURE : max. 40,000 J / 9,560 cal

RÉSOLUTION : 0.0001 K

REPRODUCTIBILITÉ (1g d'acide benzoïque NBS39i) : 0.1 %RSD

TEMPÉRATURE AMBIANTE : 18°C ou 25 °C ou 30°C

DIMENSIONS & POIDS : L400 × H400 × P400 mm, 21 kg

ALIMENTATION : 100/240 V - 50/60 Hz - 120W

INTERFACE PC : RS 232 série

INTERFACE IMPRIMANTE : Centronix

INDICE DE PROTECTION : IP 20 (DIN EN 60529)

NORMES : DIN 51900, ISO 1928; ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711

Configurations :

Temps de mesure

- Isopéribolique : 17
- Dynamique : 8
- Manuelle : 17
- Temporisée : 14

Echantillons

- Non halogénés : oui
- Halogénés : non

Alimentation en eau

- R2C Basic inclus : non

Livraison

- 1 Module calorimétrique C200 incluant un bloc alimentation et un adaptateur d'allumage
- 1 Station d'oxygène C248
- 1 refroidisseur RC2 Basic

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 Bombe C5010
- 1 Fil d'allumage C5010.3
- 1 Pack de 500 mèches en coton C710.4 - Offert
- 1 Paquet de 25 creusets métalliques C5-VA - Offert
- Alimentation 220 V.50 Hz.
- Boîte de 50 pastilles d'acide benzoïque (25g au total) (standard de contrôle)
- Accessoires (creuset en quartz, joints divers, clés...)
- Manuel d'utilisation

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17471-calorimetre-c200-avec-systeme-d-eau-automatise.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com