

FICHE PRODUIT

CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE REFRIGEREE MODELE ROTINA 380 R (IVD), 200 - 240 V

Référence : SOC-ROT3801706

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de centrifugeuse : Centrifugeuse réfrigérée

Description du produit

- Description

La centrifugeuse de haute performance ROTINA 380R (IVD) s'adapte à des applications diverses.

Puissante avec un design ergonomique, cette centrifugeuse de paillasse est idéale pour les laboratoires spécialisés en recherche clinique et aussi pour l'industrie.

La température de la centrifugeuse de paillasse réfrigérée peut être réglée entre -20°C et +40°C avec fonction pré réfrigération.

AVANTAGES

- 09 rotors disponibles (voire fiche technique)
- Conforme IVDR selon le règlement (EU) 2017/746
- Niveau sonore max. de 54 dB (A) avec le rotor 1760
- Programmation facile par clavier numérique et bouton rotatif
- 98 Programmes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 19 rampes d'accélération et de freinages

BÉNÉFICES

- Boîtier et couvercle métalliques
- Oeillette de contrôle sur le couvercle
- Fermeture du couvercle motorisée
- Sécurité antichute du couvercle
- Déverrouillage d'urgence
- Cuve en acier inox
- Reconnaissance automatique du rotor
- Moteur à induction
- Affichage d'erreur
- Possibilité affichage température en C° ou F°
- Surveillance des balourds
- Affichage rétro-éclairé des différents paramètres de centrifugation
- Signal sonore en fin de process de centrifugation

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité max. : 4 x 290 ml

ACR: 50 - 24.400 min réglable par pas de 1

RPM. : 50 - 15000 min réglable par pas de 10

Poids : env. 81 Kg

Refroidissement : Oui

Tension : 200 - 240V ±

Fréquence : 50 -60 Hz

Charge de connexion : 1300 VA

Emission/immunité : EN/IEC 61326-1, Classe B

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Durée : 1-99 H : 59 min : 59s, fonctionnement en continu, cycle de courte durée

Dimensions (L x P x H) : 457 x 600 x 418 mm / 457 x 750 x 418 mm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-refrigerees/17472-centrifugeuse-de-paillasse-refrigeree-modele-rotina-380r-rotina-380-r-ivd-200-v-240-v.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de centrifugeuse	Centrifugeuse réfrigérée

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com