

FICHE PRODUIT

SECHE-LINGE A TAMBOUR AUTOMATIQUE

Référence : SOC-HG502102

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Spécifications techniques :

- Capacité de séchage : 50KG
- Volume du tambour : 1000L
- Taille du tambour : 1200 x 880 mm
- Voltage : 380V, 50HZ, 3 Phases
- Puissance du moteur du ventilateur : 1.1KW
- Consommation de gaz L p g : 3kg/h
- Temps de séchage : 35-40 minutes
- Dimension : 1220 x 1620 x 2200mm
- Poids : 600 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17475-seche-linge-a-tambour-automatique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com