

FICHE PRODUIT

CT SCANNER ANATOM A200

Référence : SOC-ANATOMA200

Description du produit

- Description

Le tout dernier tomodensitomètre 32 coupes, ANATOM A 200 offre une nouvelle réponse à la question de savoir comment réussir une activité de tomodensitométrie tout en alliant économie, performance stable, fiable et absence de pertes inutiles.

SYSTEME

Portique :

Ouverture : Φ 70 cm

Fenêtre de balayage : 50 cm

Temps de rotation (360°) : 0.75, 0.9, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0s

Inclinaison : $\pm 50^\circ$ (numérique)

Bague collectrice : Bague collectrice basse tension

Lumière laser : Orientation laser 3D

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Système d'affichage des informations : Intégré 13''

Assemblage du tube

Tube : GS-20718

Capacité de stockage de l'anode du tube : 2,0 MHU

Taux de collage maximal : 336 kHU/min (4,0 kW)

Taille du point focal (IEC 60336) : 1,2 mm x 1,4 mm (grand) / 0,7 mm x 0,8 mm (petit)

Type de refroidissement : Refroidissement par huile / air

Générateur

Alimentation (max.) : 32 kW

Type : Haute fréquence

Configuration kV : 70, 80, 100, 120, 140 kV

Plage de courant du tube : 10 – 300 mA

Système d'acquisition des données

Matériau du détecteur : Nouvelle génération Optiwave™ (GOS à l'état solide)

Nombre maximal de coupes par rotation : 32

Nombre de rangées de détecteurs : 24

Couverture du plan Z : 17,6 mm

Épaisseur minimale de la tranche : 0,55 mm

Nombre d'éléments de détecteurs : 19 968

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers/17476-ct-scanner-anatom-a200.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com