

FICHE PRODUIT



Tubulure Double Nutrisafe 2 pour pompe EASYLIT Multicompatible

Référence : SOC-OVENEEJ24V

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tubulure Double Nutrisafe 2 pour pompe EASYLIT Multicompatible,
EN+ (TROCARD) et Y
LOT DE 30 TUBULURES

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pompes-a-perfusion/17478-tubulure-double-nutrisafe-2-pour-pompe-easylit-multicompatible.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com