

FICHE PRODUIT

Fauteuil pèse-personne électronique modèle SECA 956

Référence : SOC-SECA956-1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fauteuil pèse-personne électronique modèle SECA 956

Ce Fauteuil électronique est doté de roues freinées, assise confortable, accoudoirs et repose pieds escamotables facilitant l'installation du patient.

Fauteuil de pesée étalonné conformément à la Classe de Précision III de la Directive 93/42/CE - 2009/23/CE

Spécification technique du Modèle SECA 956:

- Portée 200 kg.
- Graduation par 100g.
- Étalonnage: Classe III.
- Pesée sans secousse.
- Ecran LCD placé à l'arrière du fauteuil.
- Fonction Tare : Permet de déduire de la pesée, un poids additionnel.
- Fonction Hold : En cas d'arrêt de service, l'affichage du poids "se fige" automatiquement jusqu'à ce que la touche HOLD soit activée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Repose-pieds et accoudoirs escamotables.
- Modèle roulant avec frein d'immobilisation sur 2 roues.
- Poignée ergonomique.
- Structure acier laqué blanc.
- Alimentation avec piles.
- Dimensions L563xP906xH946mm.
- Poids 22,4 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/17479-fauteuil-pese-personne-electronique-modele-seca-956.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com