

**FICHE PRODUIT**



## Vidoir à poser avec grille , blanc 46x54x46 cm

Référence : SOC-T530401

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Vidoir à poser avec grille , blanc 46x54x46 cm

##### Vidoir à poser

couleur : blanc

matériau : céramique sanitaire

dimensions : 460 x 535 x 460 mm

sortie arrière

##### Grille pour Vidoir à poser

couleur : chrome

matériau : inox

pour vidoir à poser Brenta

Poids brut: 38 kg

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/lavabos-chirurgicaux/17480-vidoir-a-posser-avec-grille-ideal-standard-blanc-46x54x46-cm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)