

FICHE PRODUIT

Bandelettes urinaires URITEST 2

Référence : SOC-063041

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les bandelettes urinaires URITEST 2 permettent de déterminer s'il y'a une infection urinaire (leucocyturie), la présence de protéine (albumine) ou de sucre (glycosurie) dans l'urine.

Boîte de 10 bandelettes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bandelettes-reactives/17481-bandelettes-urinaires-uritest-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com