

FICHE PRODUIT

Tubes capillaires sans héparine D1,5xL75, B/100

Référence : SOC-CL009-C2

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tube capillaire micro-hématocrite sans héparine - boîte de 100 unités (75 µl)

Proposez à vos utilisateurs une solution de prélèvement et centrifugation du sang de qualité : ces tubes capillaires jetables en verre répondent à la norme ISO 12772 (anciennement DIN/ISO 12772) pour l'analyse micro-hématocrite.

Caractéristiques principales :

- Boîte de 100 tubes capillaires en verre, capacité ~ 75 µl.
- Extrémités ouvertes des deux côtés, de type « canule ouverte » pour un remplissage par capillarité.
- Verre de qualité laboratoire conforme aux exigences de l'ISO 12772 (ex. diamètre intérieur et tube droit, sans lip ou constriction).
- Non héparinés (sans anticoagulant), ce qui les rend adaptés au sang déjà anticoagulé ou à l'usage où un traitement anti-coagulant n'est pas souhaité.
- Marquage CE, numéro de lot et date limite de consommation assurant traçabilité et conformité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Conditionnement typiquement couleur bleue (pour différencier les tubes sans héparine selon codification couleur) — la norme ISO 12772 mentionne que les tubes de type II (non-traités) peuvent être codés en bleu.

Utilisation & mise en œuvre :

Ces tubes sont idéaux pour le prélèvement micro-hématocrite, suivi de centrifugation afin de séparer plasma et cellules. Le format 75 µl permet une rapidité de remplissage et une compatibilité avec les centrifugeuses de micro-hématocrite. En l'absence de traitement anticoagulant, il convient de s'assurer que le sang est déjà anticoagulé ou de procéder au plus vite à la centrifugation afin d'éviter la coagulation.

Avantages à mentionner :

- Simplicité d'usage : remplissage rapide par capillarité, amené à la centrifugeuse.
- Conformité internationale : norme ISO 12772 assurant performance, fiabilité et sécurité.
- Traçabilité complète : lot, date de péremption, marquage CE.
- Codification couleur (bleue) facilite la reconnaissance et la gestion des stocks de tubes sans traitement.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/tubes-a-hemolyse/17483-tubes-capillaires-sans-heparine-d1-5x175-b-100.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com