

FICHE PRODUIT

Aspirateur de mucosité pédiatrique

Référence : SOC-53410

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Dispositif pour aspiration des mucosités encombrant les voies respiratoires supérieures des nouveau-nés ou pour l'aspiration des mucosités trachéales / bronchiques (de nouveau-nés, enfants et adultes) destinées à être analysées en laboratoire.

Une sonde d'aspiration de taille 10 Fr est montée sur le récipient.

Ce dispositif comporte une sonde supplémentaire de taille 06 Fr pour remplacer la sonde de 10 Fr si l'aspiration s'effectue sur un nourrisson de faible poids.

Le récipient est également muni d'un bouchon permettant sa fermeture étanche après aspiration.

Connexion à la source d'aspiration : petit godet.

Contenance du flacon : 25 mL

Longueur de la tubulure à la source de vide : 47 cm

Longueur des sondes d'aspiration : 26,5 cm et 32,5 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/17485-aspirateur-de-mucosite-pediatrique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com