


FICHE PRODUIT



Thermomètre pour réfrigérateur

Référence : SOC-302024

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Thermomètre pour réfrigérateur

Température: -40/40 °C

Divisions: 1 °C

Graduation extérieure en couleur marron

Remplissage au liquide organique rouge

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/17486-thermometre-pour-refrigerateur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com