


FICHE PRODUIT



Tubes à hémolyse PS non stérile + bouchon S/1000

Référence : SOC-BGD051

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tubes à hémolyse PS non stérile + bouchon S/1000

Tubes à hémolyse cylindrique en Polystyrène non stérile + bouchon S/1000 13 x 75mm
sachet de 1000

livré avec bouchon à ailette rouges, pour tube de 11 à 13 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-hemolyse/17487-tubes-a-hemolyse-ps-non-sterile-bouchon-s-1000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com