

FICHE PRODUIT

Poubelle à pédale inox brillant 5 litres

Référence : SOC-394693

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Poubelle à pédale inox brillant 5 litres

Description de la Poubelle à pédale inox brillant 5 litres

Poubelles à pédale est munies d'un bac en plastique intérieur noir avec anse.

Finitions : Inox brillant. Modèles 5 L Dims (cm) : diamètre 20,3 X H 28,4.

- Finition - inox
- Type de poubelle - Poubelles à pédale
- Matière - inox
- Volume poubelle - 0 à 5 litres
- Poubelle HACCP - non

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/17490-poubelle-a-pedale-inox-brillant-5-litres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com