

FICHE PRODUIT



Dermatome Electrique GDA-113/CM2

Référence : SOC-113992

Points forts

- delais : 48 heures

Description du produit

- Description

Dermatome Electrique GDA-113/CM2

Description du Dermatomy Electrique GDA-113/CM2

Le nouveau Dermatomy de la série GD est compact et ergonomique.

Il permet de réaliser des greffes de peau de tailles uniformes et constantes. Son action de coupe lisse à haute vitesse assure une procédure sans effort et sans vibration.

Caractéristiques du Dermatomy Electrique GDA-113/CM2

La tête du Dermatomy GD-113 est conçue pour une utilisation avec la console CM2.

Données techniques :

- Pièce à main Largeur de coupe : 73 mm, 48 mm, 23 mm
- Epaisseur de coupe : 0,05 - 1,00 mm
- Vitesse de fonctionnement : 2000 - 15000 cycles/min
- Poids: 280g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pédale
- Alimentation Micro moteur et alimentation
- Tension: 230 (120) V CA/50 (60) Hz
- Alimentation : 130VA
- Faible encombrement : 100 x 85 x 165 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/17491-dermatome-electrique-gda-113-cm2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com