

**FICHE PRODUIT**

# THERMOMETRE INFRAROUGE FRONTAL ET AURICULAIRE AVEC BLUETOOTH

Référence : SOC-TZ25615

**Points forts**

- délais : 48 heures

## Description du produit

- Description

Le Thermomètre infrarouge multifonctionnel permet de mesurer la température du corps (oreille et front), de la pièce et des objets.

Avantage :

- exactitude clinique, fiabilité et rapidité
- usage professionnel et domestique
- technologie brevetée pour mesurer séparément les adultes et les enfants
- écran LED rétro-éclairé 4 couleurs
- 10 enregistrements
- commutable entre °C et °F
- alarme fièvre, acoustique et visuel
- embout de sonde magnétique pour passer automatiquement du mode frontal au mode auriculaire

Caractéristiques techniques :

Type de mesure : 3 en 1 (front, oreille, pièce, objets/liquides)

Plage/exactitude de mesure :

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Front & oreille 32,0-42,9°C (89,6-109,2°F) /  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0,4^{\circ}\text{F}$ )
- Objets 0 -100°C (32-199°F) /  $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$  (2,0°F)
- Arrêt automatique : 1 min
- Temps de mesure : 1 seconde
- Arrêt automatique: 1 min
- Temps de mesure: 1 seconde
- Échelle de température: commutable °C/°F
- Mémoire: 10 groupes
- Écran: LCD, LEDs 4 couleurs (blanc, vert, orange, rouge)
- Résolution: 0,1 °C/°F
- Alimentation: 2 batteries AAA 3V CC utilisables plus de 3 000 fois

Dimensions - poids: 143x35x41 mm - 80g (avec batteries)

Connexion Bluetooth à dispositifs mobiles, Appli Vihealth App gratuite téléchargeable.

Livré avec pochette, 2 batteries AAA, mode d'emploi multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/17493-thermometre-infrarouge-frontal-et-auriculaire-avec-bluetooth.html>



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com