

FICHE PRODUIT

OTOSCOPE USB LUXAMED AURIS LED 3.7V, noir

Référence : SOC-OUL31572

Description du produit

- Description

L'**otoscope USB LUXAMED AURIS LED** possède une technologie d'avant -garde et est fabriqué avec des matériaux de haute qualité.

Caractéristiques techniques :

- Eclairage à anneau de 06 LED concentriques sans fibre optique
- Durée de vie estimée des LED : 100 000 heures (environ)
- Intensité éclairage : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4000 K
- Loupe rotative (3x) avec fonction de verrouillage
- Valve d'insufflation pour test pneumatique
- Batterie Li-ion 3.7V

Livré avec : Batterie Li-ion 3.7 V, 20 spéculums jetables (10 x 2.5 mm et 10 x 4.0 mm) et mode d'emploi

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/otoscopes-et-ophtalmoscopes/17494-otoscope-usb-luxamed-auris-led-3-7v-noir.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com