

FICHE PRODUIT



LAMPE STYLO LED, GRISE

Référence : SOC-LS025436

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Portable
- Application : Médecine Générale

Description du produit

- Description

Type de lumière : LED

Matière : Métal

Piles fournies : 2 x AAA

Coloris : Argent

Emballage : Etui en plastique

Allumage : Par clip attache

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/17496-lampe-stylo-led-grise.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Portable
Application	Médecine Générale

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com