

FICHE PRODUIT

MONTRE POUR INFIRMIERE EN SILICONE, BLEU

Référence : SOC-MISB20401

Points forts

- delais : 48 heures

Description du produit

- Description

La **montre pour infirmières** en silicone avec épingle de sûreté est pratique et utile pour : la détection du battement et du pouls du patient et pour la mesure de la durée de stérilisation des produits.

Caractéristiques techniques :

- Cadran montre : 35 mm
- Longueur montre : 85 mm
- Durée batterie : 12 - 15 mois dès la première utilisation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-divers/17497-montre-pour-infirmiere-en-silicone-bleu.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com