

FICHE PRODUIT

Attelle modelable SAM SPLINT 11 x 92 cm

Référence : SOC-042024-1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Attelle modelable SAM SPLINT 11 x 92 cm

L'**attelle modelable Sam Splint** permet d'épouser les formes des membres à immobiliser. elle est fonctionnelle sur divers memebre

L'**attelle modelable Sam Splint** est à usage multiple (environ une centaine d'utilisations), elle est facilement lavable, résistante à l'eau et radiotransparente.

Conditionnement: 1 rouleau

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17499-attelle-modelable-sam-splint-11-x-92-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com