

FICHE PRODUIT

Tensiomètre Welch Allyn Connex ProBP 3400

Référence : SOC-421540

Description du produit

- DESCRIPTION

Petit, compact, et rapide, le tensiomètre Connex ProBP 3400 divise par deux le temps d'attente du patient et du médecin grâce à son relevé en 15 secondes des prises de tension.

Il peut être utilisé dans tous services médicaux (cabinet, hôpital, clinique, etc.)

Caractéristiques :

- * La technologie PNI SureBP™ permet des lectures rapides et précises en 15 secondes
- * La technologie par câble USB permet une intégration dans certains systèmes DME/DPI
- * Compatible avec toutes les tailles de brassard Welch Allyn, de la taille jeune enfant à la taille cuisse
- * La technologie de batterie lithium-ion permet de prendre 100 mesures avec une seule charge
- * Configuration flexible pour s'adapter à votre flux de travail et aux besoins spécifiques de vos patients
- * Conforme aux normes de l'AAMI, avec une évaluation BHS A/A.
- * Obtient des mesures précises, même en cas de mouvement ou de pouls faible
- * Taille des brassards sur demande comprises entre la taille enfant (12 cm) et la taille cuisse (55

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

cm)

Spécifications :

Dimensions : 15 x 8 x 5,6 cm.

Poids : 450 g.

Plage de mesure :

Tension artérielle : 0 - 300 mmHg.

Plage systolique/Plage diastolique : 60 à 250 mmHg/30 à 160 mmHg.

Précision : +/- 3 mmHg.

Pouls : 35 - 199 battements/min.

Alimentation : batterie Lithium-Lion 3,7 V, 2 100 mAh, 7,8 Wh. Autonomie de 100 mesures.

Adaptateur secteur fourni.

Arrêt automatique au bout de 2 min.

Circonférence des brassards :

Adulte : 25 - 34 cm.

Large adulte : 32- 43 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/auto-tensiometres-automatiques/17502-tensiometre-welch-allen-connex-probp-3400.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com