

FICHE PRODUIT



Système EMG/EP/EEG 2 canaux Modèle Surpass LT

Référence : SOC-S30201

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

système EMG/EP/EEG 2 canaux Modèle Surpass LT

Le **Surpass LT** est une station de travail **EMG/EP/EEG 2 canaux** complète et facile à utiliser pour une utilisation clinique. Tous les stimulateurs sont intégrés à l'amplificateur.

Surpass LT large gamme d'applications logicielles : EMG spontané, EMG quantitatif, analyse AMUP, analyse des modèles d'interférences, EMG à fibre unique, EMG libre, tours/amplitude EMG, SEP, VEP, AEP, BAER, ECOG, EMG multicanal dans le programme GPP. , VRC et plus encore.

Configuration : portable, compact, de poche

Caractéristiques du système EMG/EP/EEG 2 canaux Surpass LT

Amplificateur EMG/EP/IOM et EEG 2 ou 4 canaux

Stimulateur AEP/VEP/LED/SEP intégré dans l'amplificateur

Interface USB 2 pour les données et l'alimentation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Option de commutation d'amplificateur interne

Entrée/sortie de déclenchement pour appareils externes

Contrôle du panneau tactile

Affichage jusqu'à 99 traces en cascade ou sous forme divisée

Grande variété de modèles de rapports fonctionnels

Enregistreur de signal interne jusqu'à 10 minutes

Paramètres de stimulation silencieuse

Numérique, avec surveillance des potentiels évoqués, informatisé, avec imprimante

Le système standard complet portable inclut :

- Surpass LT 2-4 canaux NCS/EMG/EP amplificateur 2 canaux, triple stimulateur, stimulateur électrique 1 canal,
- PC portable avec. Système d'exploitation Windows (logiciel du système d'exploitation Windows et logiciel d'application système préinstallés)
- Valise à roulettes avec 2 compartiments rembourrés séparés, pour amplificateur, ordinateur portable et accessoires (avec inserts conçus pour la protection de l'amplificateur)
- Sonde manuelle de stimulateur avec commande rotative, style combo (adultes et pédiatriques) (incl. 2 pièces de broches d'électrode de rechange)
- Kit de démarrage EMG/NCS adulte :
 - 25 pièces. conc. jetable. électrode à aiguille.
 - Câble pour électrodes aiguilles
 - Électrode adhésive jetable TAB, 300 pcs.
 - Câble à pince crocodile pour électrodes adhésives jetables
 - Sangle de masse velcro élec. adulte
 - Électrode bipolaire en feutre.
 - 1 pr. pointes plaquées or f. bip. feutre électrique.
 - Électrode de stimulation de surface EMG

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Accessoires optionnels

- Panneau de commande pour Surpass/Surpass LT
 - Kit de démarrage EP, adulte :
- TEN-20-SET : 6 pots de pâte adhésive EEG Ten20
- NUPREP-SET : 6 tubes de préparation cutanée Nuprep,
- TE/C32-434 : 1 paquet. d' électrodes EEG en or Ø 10 mm, style DIN 1,5 mm
- Moniteur LCD 19" (pour VEP)
 - Écouteurs non blindés
 - Lunettes LED

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-divers/17503-systeme-emg-ep-eeeg-2-a-4-canaux-modele-surpass-lt.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com