

FICHE PRODUIT



Moniteur patient multiparamétrique EDAN iM8A

Référence : SOC-18543IM8

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le moniteur multiparamétrique iM8A met des technologies de surveillance fiables à votre portée. Avec ses lectures précises et performances optimisées, le moniteur iM8 peut répondre à la plupart des besoins de surveillance de base, offrant un accès facile à des soins de santé de qualité pour tous.

Le Moniteur multiparamétrique iM8A présente les fonctions suivantes :

- Algorithme ECG iSEAPTM spécialement optimisé pour les patients souffrant d'arythmie et d'hypertension artérielle.
- Algorithme iMATTM SpO2 avec performances anti-mouvement.
- Algorithme iCUFSTM NIBP avec mesures rapides.

Le Moniteur iM8 propose une prise en charge de la mémoire externe, connexions filaires/sans fil, communication bidirectionnelle avec le MFM-CMS et une sortie VGA.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Type : Manuel / Auto

Mémoire de stockage : 500 mesures / 96h

• **PNI**

Méthode de mesure : Oscillométrique

Plage de mesure

Gamme de mesure systolique :

- adulte : 40-270 mmHg
- pédiatrique : 40-200 mmHg
- nouveau né : 40-135 mmHg

Gamme de mesure diastolique :

- adulte : 10-215 mmHg
- pédiatrique : 10-150 mmHg
- nouveau né : 10-100 mmHg

Gamme de mesure moyenne :

- adulte : 20-235 mmHg
- pédiatrique : 20-165 mmHg
- nouveau né : 20-110 mmHg

• **THERMOMETRIE**

Plage de mesure : 0-50°C

Précision : $\pm 0,1^{\circ} \text{C}$

• **SpO2**

Mesure des performances : 0-100 %

Précision adulte : 70-100% +/- 2 % ;

Néonata : l % +/- 3 %

• **ECG**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Configuration des dérivations : 3/5 dérivations

Plage de fréquence cardiaque Adulte : 15-300 bpm

Enfant/néonatal : 15-350 bpm

• **RESP**

Méthode de mesure Adulte : 0 à 120 rpm

Néo/Péd : 0 à 150 rpm

Précision ± 2 rpm

Poids : 5 Kg

Livré avec :

- 1 capteur SpO2 adulte de 2,5m,
- 1 brassard adulte,
- 1 tube à air de 3m,
- 1 sonde de température cutanée,
- 30 Electrodes à usage unique adulte.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/17505-moniteur-patient-multiparametrique-edan-im8a.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com