

FICHE PRODUIT



Lit d'Hospitalisation Manuel 2 Crank en ABS

Référence : SOC-180420

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

DESCRIPTION

1. Lit Manuel 2 crank en ABS;

Angle de relevage du dossier: 0 ~ 80° ($\pm 5^\circ$)

Angle de relevage des jambes: 0 ~ 40° ($\pm 5^\circ$)

2. Réglage manuel du dossier par manivelle

3. Dimensions □ 2120(L)*970(W)*410mm(H)

4. Structure Principale en Epoxy; et Structure secondaire (Tête et Pieds du lit) en ABS

5. Garde-fou en aluminium pouvant être rabattu latéralement

6. Avec potence et 4 roue de 5" munies chacune de freins

6. Option: Matelas; Table à Magner au lit...

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/17507-lit-d-hospitalisation-manuel-2-crank-en-abs.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com